


biosut

MEDICAL DEVICES

CATÁLOGO DE SUTURAS

Sutures Catalog



biosut

A BIOSUT se compromete a buscar continuamente o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, procurando superar as expectativas de seus clientes através da permanente evolução do seu corpo técnico e gerencial, do cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação e da implantação das normas brasileiras de qualidade.



SUTURAS

ULTRALON

NYLON MONOFILAMENTADO
MONOFILAMENT

PRETO . *NEGRO* | *BLACK*

AZUL . *BLUE*

INCOLOR . *INCOLORO* | *CLEAR*

SILTEK

SEDA TRANÇADA SILICONIZADA
SILK

PRETA . *NEGRA* | *BLACK*

ETRALON

NYLON MULTIFILAMENTADO
MULTIFILAMENT

BRANCO . *BLANCO* | *WHITE*

PRETO . *NEGRO* | *BLACK*

POLYSUT

POLIÉSTER TRANÇADO
POLYESTER

VERDE . *GREEN*

BRANCO . *BLANCO* | *WHITE*

SURLENE

POLIPROPILENO
POLYPROPYLENE

AZUL . *BLUE*

ALGOTEK

ALGODÃO TORCIDO
ALGODÓN | *COTTON*

AZUL . *BLUE*

AGULHAS


(agujas | needles)



● Cilíndrica



▼ Cortante










Reta








ULTRALON




NYLON MONOFILAMENTADO MONOFILAMENT

CORTE REVERSO - PREMIUM		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TC - 13	3/8  1,3 cm	6 - 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	60 cm	PL - 5613
		5 - 0			PL - 5513
		6 - 0	incolor <i>incoloro</i> <i>clear</i>		PL - 54613
MC - 15	1/2  1,5 cm	6 - 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	60 cm	PL - 5615
		5 - 0			PL - 5515
		4 - 0			PL - 5415
		5 - 0	incolor <i>incoloro</i> <i>clear</i>		PL - 54515
		4 - 0			PL - 54415
TC - 16	3/8  1,6 cm	6 - 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	60 cm	PL - 5616
		5 - 0			PL - 5516
TC - 19	3/8  1,9 cm	6 - 0	incolor <i>incoloro</i> <i>clear</i>	60 cm	PL - 54619
		5 - 0			PL - 54519
		4 - 0			PL - 54419
		5 - 0	azul <i>blue</i>		PL - 9519
TC - 24	3/8  2,4 cm	4 - 0	incolor <i>incoloro</i> <i>clear</i>	60 cm	PL - 54424
		3 - 0			PL - 54324
TC - 30	3/8  3,0 cm	3 - 0	incolor <i>incoloro</i> <i>clear</i>	60 cm	PL - 54330
		3 - 0	azul <i>blue</i>		PL - 9330
TC - 40	3/8  4,0 cm	2 - 0	incolor <i>incoloro</i> <i>clear</i>	90 cm	PL - 54240

CORTE REVERSO

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TC – 20	$\frac{3}{8}$  2,0 cm	6 – 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	60 cm	P – 24620
		5 – 0		70 cm	P – 24520
		4 – 0			P – 24420
		3 – 0			P – 24320
		2 – 0			P – 24220
		0			P – 24020
TC – 24	$\frac{3}{8}$  2,4 cm	4 – 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	70 cm	P – 24424
		3 – 0			P – 24324
TC – 30	$\frac{3}{8}$  3,0 cm	4 – 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	70 cm	P – 24430
		3 – 0			P – 24330
		2 – 0			P – 24230
TC – 35	$\frac{3}{8}$  3,5 cm	2 – 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	70 cm	P – 24235
		0			P – 24035
TC – 40	$\frac{3}{8}$  4,0cm	3 – 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	70 cm	P – 24340
		2 – 0			P – 24240
		0			P – 24040




TAPER POINT

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TI - 30	<p>3/8</p>  <p>3,0cm</p>	3 - 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	70 cm	G - 24330
MI - 40	<p>1/2</p>  <p>4,0cm</p>	0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	70 cm	G - 24040
MI - 47	<p>1/2</p>  <p>4,7cm</p>	0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	90 cm	G - 24047

SEM AGULHA

	Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
3 - 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>		1,5 m	PG - 243S
2 - 0				PG - 242S
0				PG - 240S


CORTE REVERSO - PREMIUM

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TC - 13	3/8  1,3 cm	6 - 0	preta <i>negra</i> <i>black</i>	60 cm	PL - 1613
MC - 15	1/2  1,5 cm	5 - 0	preta <i>negra</i> <i>black</i>	60 cm	PL - 1515
		4 - 0			PL - 1415
TC - 19	3/8  1,9 cm	4 - 0	preta <i>negra</i> <i>black</i>	60 cm	PL - 1419

CORTE REVERSO

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
MC - 16	1/2  1,6 cm	4 - 0	preta <i>negra</i> <i>black</i>	45 cm	D - 1416
MC - 18	1/2  1,8 cm	4 - 0	preta <i>negra</i> <i>black</i>	45 cm	D - 1418
		3 - 0			D - 1318
MC - 20	1/2  2,0 cm	4 - 0	preta <i>negra</i> <i>black</i>	45 cm	D - 1420







TAPER POINT



	Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TI - 30  3,0 cm	3 - 0	preta negra black	70 cm	G - 31330
	2 - 0			G - 31230
	0			G - 31030

SEM AGULHA

Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
4 - 0	preta negra black	15 x 45 cm	SC - 140
3 - 0			SC - 130
2 - 0			SC - 120
0			SC - 100

CORTE REVERSO - PREMIUM


		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TC - 15	3/8  1,5 cm	5 - 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	PL - 7515
		4 - 0			PL - 7415
MC - 18	1/2  1,8 cm	4 - 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	PL - 7418
		3 - 0			PL - 7318
		2 - 0			PL - 7218
TC - 19	3/8  1,9 cm	5 - 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	PL - 7519
		4 - 0			PL - 7419
TC - 26	3/8  2,6 cm	3 - 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	PL - 7326
TC - 30	3/8  3,0 cm	3 - 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	PL - 7330
TC - 35	3/8  3,5 cm	2 - 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	PL - 7235

	Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TC – 40  3/8 4,0 cm	2 – 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	PL – 7240
RC – 75  7,5 cm	2 – 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	RC – 7275
	0			RC – 7075

CORTE REVERSO

	Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
MC – 15  1/2 1,5 cm	5 – 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	60 cm	PO – 8515
	4 – 0			PO – 8415
TC – 19  3/8 1,9 cm	5 – 0	preto <i>negro</i> <i>black</i>	60 cm	PO – 8519
	4 – 0			PO – 8419


TAPER POINT

	Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TI – 20  3/8 2,0 cm	4 – 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	60 cm	G – 7420
	3 – 0			G – 7320



SEM AGULHA

	Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
2 – 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	6 x 45 cm	PO – 720	
0			PO – 700	

POLYSUT**POLIÉSTER TRANÇADO**
POLYESTER**CORTE REVERSO - PREMIUM**

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
MC - 15	1/2  1,5 cm	5 - 0	branco <i>blanco</i> <i>white</i>	75 cm	PL - 2515

CORTE REVERSO

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
MC - 40	1/2  4,0 cm	2	verde <i>green</i>	75 cm	P - 122240
MC - 47	1/2  4,7 cm	5	verde <i>green</i>	75 cm	P - 125547





TAPER POINT

Ø





 COR
 COLOR

 COMPRIM.
 LARGO | LENGTH








 CÓDIGO
 CODE

2MI – 10	1/2	 1,0 cm	4 – 0	verde <i>green</i>	75 cm	C – 12410
2MI – 15	1/2	 1,5 cm	3 – 0	verde <i>green</i>	75 cm	C – 12315
			2 – 0			branco <i>blanco</i> <i>white</i>
			2 – 0	C – 2215		
2MI – 17	1/2	 1,7 cm	5 – 0	verde <i>green</i>	75 cm	C – 12517
			4 – 0			C – 12417
			3 – 0			C – 12317
			2 – 0			C – 12217
2MI – 20	1/2	 2,0 cm	3 – 0	verde <i>green</i>	75 cm	C – 12320
			2 – 0			branco <i>blanco</i> <i>white</i>
			2 – 0	C – 2220		

SURLENEPOLIPROPILENO
POLYPROPYLENE**CORTE REVERSO - PREMIUM**

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
MC - 15	1/2  1,5 cm	6 - 0	azul blue	60 cm	PL - 3615
		5 - 0			PL - 3515
TC - 16	3/8  1,6 cm	6 - 0	azul blue	60 cm	PL - 3616
		5 - 0			PL - 3516
TC - 19	3/8  1,9 cm	5 - 0	azul blue	60 cm	PL - 3519
		4 - 0			PL - 3419
TC - 24	3/8  2,4 cm	4 - 0	azul blue	60 cm	PL - 3424
		3 - 0			PL - 3324




TAPER POINT

		Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
2TI - 10	$3/8$  1,0 cm	7 - 0	azul blue	75 cm	C - 13710
		6 - 0			C - 13610
2MI - 10	$1/2$  1,0 cm	4 - 0	azul blue	75 cm	C - 13410
2TI - 13	$3/8$  1,3 cm	7 - 0	azul blue	75 cm	C - 13713
		6 - 0			C - 13613
2MI - 15	$1/2$  1,5 cm	5 - 0	azul blue	75 cm	C - 13515
		4 - 0			C - 13415
2MI - 20	$1/2$  2,0 cm	4 - 0	azul blue	75 cm	C - 13420
		3 - 0			C - 13320
		2 - 0			C - 13220
2MI - 26	$1/2$  2,6 cm	3 - 0	azul blue	75 cm	C - 13326
		2 - 0			C - 13226
2MI - 30	$1/2$  3,0 cm	3 - 0	azul blue	75 cm	C - 13330


TAPER POINT
 \emptyset
COR
 COLOR

COMPRIM.
 LARGO | LENGTH

CÓDIGO
 CODE


TI - 30  3,0 cm	3 - 0	azul <i>blue</i>	75 cm	G - 3330
	2 - 0			G - 3230
MI - 35  3,5 cm	0	azul <i>blue</i>	75 cm	G - 3035
MI-40  4,0 cm	0	azul <i>blue</i>	75 cm	G - 3040

ALGOTEK**ALGODÃO TORCIDO**
ALGODÓN | COTTON**TAPER POINT**

	Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
TI - 30 3/8  3,0 cm	3 - 0	azul blue	70 cm	G - 36330
	2 - 0			G - 36230
	0			G - 36030

SEM AGULHA

Ø	COR COLOR	COMPRIM. LARGO LENGTH	CÓDIGO CODE
3 - 0	azul blue	15 x 45 cm	AC - 630
2 - 0			AC - 620
0			AC - 600





BIOSUT LTDA

Avenida Niágara, nº 384 • Jardim
Canadá
CEP: 34.007-652 • Nova Lima
Minas Gerais • Brasil

SAC: +55 31 3481-4050
sac@biosut.com.br

www.biosut.com.br